




Los tres brazos laparoscópicos más populares



69701, sistema completo. (Caja de esterilización: 69761)

Se acopla al riel de la mesa, las puntas se conectan al conector hexagonal “Quick Disconnect”. Incluye los 3 ganchos Nathanson, un conector para instrumentos y un conector para ópticas. Es ideal para el cirujano que quiere una mano mecánica para su óptica o para un separador o para un grasper, y de vez en cuando hace un Nissen o una cirugía que requiere retracción del hígado. Si su uso principal es para el hígado, debe considerar 73000-NLR.



73000-NLR, sistema completo (Caja de esterilización: 69761)

73000-NLR es principalmente para el hígado y para cirugía bariátrica. Es mucho más rígido pero aun así, puede ser usado con una óptica o una pinza. El "Flex Arm" es mejor para ópticas.

Si solo va a trabajar pacientes obesos, mejor el 73020-XL.

Es igual al 73000-NLR con 2 diferencias. El brazo es más largo para pacientes más grandes, y los ganchos son más gruesos y más fuertes para hígados más grandes.

Los 2 son sets completos y no requieren nada más.



69055-QCLR (Caja de esterilización, 69760)

Este sistema tiene dos brazos pero no viene con accesorios. El cirujano selecciona las puntas de acuerdo sus necesidades. Ver abajo.

- **Mediflex Holders and Positioners**

- Todos los brazos Mediflex traen el sistema de conexión “Quick Disconnect”:



Todos los brazos Mediflex traen el sistema de puntas intercambiables. Le permite al cirujano usar el brazo para cualquier procedimiento. La gama completa de puntas se encuentra en la página siguiente:

• Mediflex Holders and Positioners

– Las puntas:

- A 5mm Quick Grip Scope Holder




- A Stainless Steel Tip For Instruments

- A 10mm Quick Grip Scope Holder



- A Delrin Tip for scopes

- A Bookler Ratchet Blade Holder



- Nine Sizes of Nathanson Liver Retractors

Abajo las opciones para las cajas de esterilización:

Tray/Holder and Positioner Compatibility Chart

A Green Square below one of the 3 trays is the best option for the specific Holder and Positioner. No color is OK. Never use one marked in Red



	Ref. 69760 22.7" x 10.6" x 4.7" 56 x 26.5 x 11.75cm	Ref. 69761 26.7" x 11" x 6" 66 x 27.5 x 15cm	Ref. 69762 31" x 11" x 6" 77.5 x 27.5 x 15cm
69045 Series			
69701	Natrl. Hooks too tall		
69702			
69720	Natrl. Hooks too tall		
69050 Series			
69054 Series			
69054-LR Series			
69055 Series			
69055-LR Series			
72190			
72191	Field Post too Long		
72192	Field Post too Long	Field Post too Long	
73000			
73000-DT			
73000-NLR	Natrl. Hooks too tall		
73000-QG5			
73000-QG10			
73000-RBA			
73000-SA			
73000-ST			
73000-TM	Post too Long	Post too Long	
73005-NLR	Post too Long	Post too Long	
73020-NLR	Natrl. Hooks too tall		
73020-XL	Natrl. Hooks too tall		
73025-NLR	Post too Long	Post too Long	
73025-XL	Post too Long	Post too Long	

For Sales Representative Use Only

Mediflex[®]
SURGICAL PRODUCTS

www.mediflex.com
Toll-free: 1-800-764-0474
Phone: 1-631-582-6424
Fax: 1-631-582-4520